



Semikem d.o.o.
utemeljen 1989. godine Sarajevo

**REAGENSI ZA FIKSIRANJE I UTEMELJENJE UZORAKA U
MIKROSKOPIJI**

REAGENSI ZA FIKSIRANJE I UTEMELJENJE UZORAKA U MIKROSKOPIJI Reagents for fixation and mounting of samples in microscopy			
Naziv proizvoda Product name	Kat. Broj Code	Vel. pak. packing	Primjena Application
AMONIJ FIKSATOR ZA AUTOMATSKE ANALIZATORE Ammonia fixative for automatic analysators	3.6005I	1000 ml	Histološki i citološki fiksativ Histological and cytological fixative.
B 5 fiksativ B5 fixative	6.05-M01023 3.53500H	500 mL	Za fiksiranje limfatičnih tkiva For fixing of lymphatic tissue
Backer fiksativ Backer fixative	6.30-30111	500 mL	Histološki i citološki fiksativ Histological and cytological fixative
BIO-FIKS (CITO-FIKS) sprej BIO-FIX (CYTO FIX) spray	6.05-X200 (25.2185) 6.05-X200/Co	200 mL 24*200 mL	Za fiksiranje citoloških preparata (05-X200/Co) For fixing of cytological samples
Bouin, pikrinska kiselina/formalin fiksativ Bouin,picric acid/formaldehyde fixative	6.05-M01008 3.54102H 3.54102I 3.54102.6	500 ml 500 mL 1000 mL 12x1000 ml	Histološki i citološki fiksativ Histological and cytological fixative
Bouin Hollande sublimat	6.05-M01026	500 mL	Histološki i citološki fiksativ Histological and cytological fixative
CARNOY-EV FIKSATIV Carnoy's fixative solution	6.05-M01013 3.51917I 3.51917.6	500 ml 1000 ml 12x1000ml	Univerzalni fiksativ u histologiji i citologiji, po izboru za glikogen. Universal fixative for histology and cytology, elective for glycogen.
CARSON, fiksativ Carson fixative	6.05-M01019	500 mL	Za elektronsku mikroskopiju For electro-microscopy
CEDROVO ULJE Cedar oil	3.0502E 3.0502F	50 mL 100 mL	Vezivni medij u mikroskopiji Connective media in microscopy
CY-Fix	6.05-01C50P 6.05-01C50L	40 mL 1 L	Tečni fiksativ za tanke slojeve u citologiji Liquid fixative for tin layer

			in cytology
CY-Fix	6.05-01C51P 6.05-01C51L	40 mL 1 L	Mukolitički fikativ za tanke slojeve u citologiji Mucolitic fixative for thin layer in cytology
DPX ljepak	3.RM655F 3.RM655G 3.RM655H	100 mL 250 mL 500 mL	Vezivni medij za mikroskopiju Connective media in microscopy
EAFS fikativ Kao fikativ u histopatologiji	3.A320I 3.A320.7	1000ml 15x1000 ml	Fikativ za citološke i histološke preparate
EAFS fikativ As fixate in histopatology			Fixative for cytological and histological samples
ETANOL-ETER 30:70 Ethanol-Ether 30:70	3.51085I 3.51085.6	1000mL 12x1000mL	U mikroskopiji kao fikativ In microscopy as a fixative
ETANOL-ETER 50:50 Ethanol-Ether 50:50	3.51084I 3.51084.6	1000mL 12x1000mL	U mikroskopiji kao fikativ In microscopy as a fixative
EUKIT	3.5507E 3.5507F 3.5507H	50 mL 100 mL 500 mL	Medij za utemeljenje preparata u mikroskopiju Media for mounting mounting sample in microscopy
F.A.A. fikativ F.A.A fixative	6.05-01001E	2,5 L	Mješavina fikativa za uzorke sa visokim nivoom masnog tkiva Mixture of fixatives for high level fat tissue samples
Fikativ za kiselu fosfatazu Fixative for acid phosphatase	6.30-30120	100 mL	
HI-MO	6.05-HM100 6.05-HM500 6.05-HM506 6.05-HM506	100 mL 500 mL 1000 mL 6*500 mL	Medij za montiranje (zamjena za Eukit) Media for mounting
HISTOFLUID	3.6900002F 3.6900002H	100 mL 500 mL	Vezivni medij u patologiji (zamjena za BIOMOUNT) Connective media in pathology
Hollande fixative	6.0501030V3 OP	18 mL	Za trihrom bojenje for trichrome staining
IMERZIONO ULJE Immersion oil	3.0505E 3.0505F	50 mL 100 mL	Vezivni medij u mikroskopiji Connective media in microscopy

IMMUNOFIX Immunofix	6.05-K01015	10 L	4% paraformaldehid u fosfat puferu, pogodan za imunohistohemiju 4% paraformaldehyde in phosphate buffer, for immunohistochemistry
KANADA BALZAM Canada balsam	3.0507E 3.0507F	50 mL 100 mL	Vezivni medij u mikroskopiji Connective media in microscopy
KRIOFIX GEL (Cryofix gel)	98.01	100 ml	
KRIO HLOR 0,3 CRYO CHLORINE 0,3	6.05-9802	125 mL	Za dezinfekciju kriostatskih komora, rad.temp. –125°C For disinfection of cryostatic chamber, working temp. –125°C
KRIO SPREJ CRYO SPRAY	6.08-SPRAY 25.2384	150 mL 200 mL	Za brzo smrzavanje krio preparata u histologiji (kalupiranje preparata u parafinu) For quick freezing of samples in histology
KILLIK	6.05-9801	4x100 mL	Medij za uklapanje smrznutih tkiva, ex-tempore biopsija Media for matching of freezed tissue, ex.tempore biopsy
LI-MO	6.05-LM100 6.05-LM500 6.05-LM506	100 mL 500 mL 6*500 mL	Sintetički medij za montiranje pokrovnih stakalaca Synthetic medium for mounting coverglasses
LINA – FIKS,	3.54101F 3.54101H 3.54101I	100 mL 500 mL 1000 mL	Fiksator kod brzog bojenja krvnih razmaza u hematologiji Fixative for quick staining of blood smears in haematology
MC DOWELL-ov FIKSATIV Mc-Dowell fixative	3.541011H 3.541011I 3.541011.6	500 ml 1000 ml 12x1000ml	Za elektronsku mikroskopiju For electonic microscopy
MC.MIELODEC FIKSATIV ZA BIOPSIJE KOŠTANE SRŽI A) B5 modifikovan.....5 x 100 mL	6.04-230827	10 x 100 mL	Fiksativ kod biopsije koštane srži Fixative for biopsy of bone

B) E.D.T.A. u kiselom pufer..5 x 100 mL MC.MIELODEC FIXATIVE FOR BIOPSY OF BONE MARROW A) B5 modified.....5 x 100 mL B) E.D.T.A. in acid buffer..5 x 100 mL			marrow
Mount-Quick Tube	6.08-1741	50 mL	Sintetički medij za montiranje pokrovnih stakalaca Synthetic medium for mounting coverglasses
Mount Quick Acqueous	6.05-1740	3*100 mL	Sintetički medij za montiranje, rastvoriv u vodi Synthetic medium for mounting, soluble in water
PAN-FIKS B-5 Pan B5 Fixative	3.53500H 3.53500I 3.53500.6	500ml 1000ml 12x1000ml	U mikroskopiji, za fiksiranje limfatičnih tkiva For microscopy, the fixation lymphatic tissue
PARAFFIN SEMIČISTAČ Paraffin Semicleaner Panreac 256876	3.256876F	100 ml	Parafin Semičistač je mineralno ulje u alkoholnom mediju, specifično dizajnirano za netoksično čišćenje mikrotoma. Paraffin Semicleaner is mineral oil in alcoholic medium designed for non-toxic cleaning of microtome.
Sacomanno Fiksativ Sacomanno fixative	6.0501043V3 OP 6.05-01043/L	18 mL 1 L	Mješavina alkohola i karbovoska, sa fiksirajućim i zaštitnim dejstvom Mixture of alcohol and carbowax,with fixing and protective effect
SANO-FIKS Reagens Sano's Fixative Reagent	3.55281F 3.55281H	100 ml 500 ml	Fiksacioni agens – pufer za elektronsku mikroskopiju Buffer-fixative agent for electron microscopy.
SEMI-HISTOFIX FORMALIN	3.1241I	1000 ml	Za fiksaciju histoloških tkiva,

<p>3,7-4% otopina u fosfatnom puferu pH 7,0 ± 0,30</p> <p>SEMI-Histofixative Formalin 3.7 – 4 % solution in phosphate buffer pH 7.0 ± 0,30</p>	<p>3.1241K 3.1241.7</p>	<p>5000 ml 15x1000 ml</p>	<p>kosti, hrskavice i uzoraka nervnog sistema</p> <p>For fixing the histological samples, bone, cartilage and nerv system</p>
<p>SEMI-HISTOFIX FORMALIN 4,5%-na otopina u fosfatnom puferu pH 7,0 ± 0,30</p> <p>SEMI-Histofixative Formalin 4.5 % solution in phosphate buffer pH 7.0 ± 0,30</p>	<p>3.A368I 3.A386K 3.A368.7</p>	<p>1000 ml 5000 ml 15x1000 ml</p>	<p>Za fiksaciju histoloških tkiva, kosti, hrskavice i uzoraka nervnog sistema</p> <p>For fixing the histological samples, bone, cartilage and nerv system</p>
<p>SEMI-HISTOFIX FORMALIN 10 % NEUTRALNI pH 7,00±0,30 10% v/v otopina u fosfatnom puferu Semi-histofix Formalin Neutral pH 7,00±0,30 10% v/v solution in phosphate buffer</p>	<p>3.FDK032I 3.FDK032.6</p>	<p>1000ml 12x1000ml</p>	<p>Fiksativ za sve histološke preparate i po Van Gieson-u. Fixative in histology, and for Van Gieson staining.</p>
<p>SEMI-HISTOFIX FORMALIN 20% v/v otopina u fosfatnom puferu pH 7,0 ± 0,30</p> <p>Semi-histofix Formalin 20% v/v Sol. in phosphate buffer pH 7,0 ± 0,30</p>	<p>3.FDK030I 3.FDK030.6</p>	<p>1000ml 12x1000ml</p>	<p>Za fiksaciju histoloških tkiva, kosti, hrskavice i uzoraka nervnog sistema</p> <p>For fixing the histological samples, bone, cartilage and nerv system</p>
<p>SEMI-HISTOFIX PLUS zamjena za Semi-Histofix sa formalinom SEMI-HISTOFIX PLUS substitute for the Semi-Histofix with formalin</p>	<p>3.255805I 3.255805.7</p>	<p>1000 ml 15x1000 ml</p>	<p>Za fiksiranje uzoraka u histologiji</p> <p>For fixing the samples in the histology</p>
<p>SEMIFIX SPREJ SEMIFIX SPRAY</p>	<p>3.256700F 3.256700X</p>	<p>100 mL 200 mL</p>	<p>Za fiksiranje ginekoloških uzoraka, a posebno po Papanicolaou. For fixing of gynecological samples, especially acc.to Papanicolaou.</p>
<p>TUŠ-KIT ZA MARKIRANJE TKIVA (komplet set)</p>	<p>25.4249 6.08-A562</p>	<p>7 x 60 mL</p>	<p>Set od 7 različitih boja/flašica: crna, plava, žuta, crvena, zelena, oranž i</p>

Ink-kit for marking of tissue (complete set)			ljubičasta Set of 7 different colours/bottles: black, blue, yellow, red, green, orange and purple
ULJE ZA KRIOSTAT(Cryostat) Cryostat oil	25.1222	50 mL	Netoksično, lahko se uklanja sa bilo kojim rastvaračem Intoxic, removable with any solvent
ULJE ZA MIKROTOM Microtome oil	25.1225 6.08-1721	50 mL	netoksično, lahko se uklanja sa bilo kojim rastvaračem Intoxic, removable with any solvent
ZENKER-ov FIKSATIV Zenker's fixative solution	3.54990H 3.54990I 3.54990.6	500 ml 1000 ml 12x1000ml	Fiksativ za citologiju, histologiju i mitochondrije Fixator for cytology, hystology and mitochondria