

BRZI TESTOVI ZA ISPITIVANJE MLIJEKA I HRANE
Rapid test for milk and food analysis

| | Kat.br. | Opis |
|--|--------------|--|
| TEST ZA PROVJERU KRIVOTVORENJA MLIJEKA Adulteration Testing of Milk | 85.K088A-1KT | Dio A/50testova;sadrži reagens za detekciju 11 supstanci:alizarin, formalin, urea,škrob, neutralizator, deterđent, natrij klorid, mliječni prah,šećer, glukoza i vodik peroksid. |
| | 85.K088B-1KT | Dio B/50testova; sadrži reagens za detekciju 6 supstanci:celuloza, maltodekstrin/maltoza, amonium sulfat,proteini, borna kiselina,voda ustajala(nitrati-nitrogen) |
| | 85.K088-1KT | Uključuje 50 testova za detekciju 17supstanci (svaki test) |
| | Kat.br. | Opis |
| TEST PEROXTESMO MI za određivanje laktoperoxidaze u mlijeku <i>TEST PEROXTESMO MI for determination of lactoperoxidase in milk</i> | 5.90627 | limit detekcije: 3% neobrađenog mlijeka u UHT mlijeku pakovanje 100 listova 15x15 mm |
| | Kat.br. | Opis |
| TEST PHOSPATESMO MI Za određivanje alkalne fosfataze u mlijeku-kontrolu pasterizacije | 5.90612 | limit detekcije: 300U/l alkalne fosfataze u UHT mlijeku ili 0,5% neobrađenog mlijeka u pasterizovanom mlijeku |